Перечень практических навыков для проведения второго этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием в 2019 году

по специальности 33.02.01 Фармация

- 1. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия
 - 2. Изготовление капель в нос по рецепту
 - 3. Базовая сердечно-легочная реанимация

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка «Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия»

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт аптечной организации «Фармэксперт». К Вам обратилась женщина с просьбой отпустить лекарственный препарат Бронхолитин (сироп), однако, у нее нет рецепта на данный препарат. Вам необходимо отпустить лекарственный препарат противокашлевого действия безрецептурного отпуска.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт аптечной организации «Городская аптека №5». К Вам обратился мужчина с просьбой отпустить лекарственный препарат Бронхолитин (сироп), однако, рецепта на данный препарат у посетителя нет. Вам необходимо отпустить лекарственный препарат противокашлевого действия безрецептурного отпуска.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт аптечной организации «Быстрая помощь». К Вам обратилась женщина с просьбой отпустить лекарственный препарат Бронхолитин (сироп), однако, у посетителя нет рецепта на данный препарат. Вам необходимо отпустить лекарственный препарат противокашлевого действия безрецептурного отпуска.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап аккредитационного экзамена		Специальность:
		33.02.01 Фармация
Дата «»	20 г.	Номер аккредитуемого

Проверяемый практический навык: реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия (аналога Бронхолитина).

№ п/п	Перечень практических действий	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки (сказать)	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Бронхолитина (сказать)	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста (сказать)	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Бронхолитин (сказать)	
	Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается Бронхолитин	
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат (сказать)	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается (сказать)	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы (сказать)	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению	
	лекарственного препарата) (сказать)	
9.	Спросить об одновременно назначенных других лекарственных препаратов (сказать)	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога Бронхолитина	
10.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препараа в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	
11.	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене) (сказать)	
12.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	
13.	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене) (сказать)	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор лекарственного препарата (сказать)	
	Отпустить лекарственный препарат	

15.	Применить расчетно-кассовое оборудование (выполнить /
	сказать)
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого
	лекарственного препарата (сказать)
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого
	лекарственного препарата в домашних условиях (сказать)
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при
	сохранении симптомов (сказать)

ФИО члена АК		
	подпись	отметка о внесении в базу
		ФИО (внесен / не внесен)

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия

№ практи ческого действия	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст комментариев для посетителя аптеки (статиста) (ответы / вопросы)
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	«Здравствуйте! Слушаю Вас»	«Здравствуйте! Мне нужен препарат Бронхолитин»
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Бронхолитина	«Бронхолитин отпускается только по рецепту врача»	1
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста	«Для получения этого препарата необходимо обратиться к врачу за рецептом»	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Бронхолитин	«У вас есть рецепт?» «Вам предложить безрецептурный аналог Бронхолитина?»	«Нет» «Да»
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	«Для кого Вы хотели приобрести данный препарат?»	«Для себя»
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается лекарственный препарат	«Какие симптомы Вас беспокоят?» «Кроме кашля есть еще какие-то симптомы?»	«Сухой и навязчивый кашель» «Нет. Горло болело сначала, сейчас прошло, но появился кашель»
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	«Как давно появился кашель?»	«Дня 3 как появился»
	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению лекарственного препарата)	«У Вас есть аллергия на	«Нет»
9.	Спросить об одновременно назначенных других лекарственных препаратов	«В настоящее время принимаете другие ЛП?»	«Нет»
10.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину	«Предлагаю Вам Стоптуссин капли»	

№ практи ческого действия	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст комментариев для посетителя аптеки (статиста) (ответы / вопросы)
	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/производителю/ дозировке/спектру действия/ цене)	«Это комбинированный препарат в форме капель оказывает противокашлевое и отхаркивающее действие. Производится в Чешской республике. Стоимость 280 рублей»	
12.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину	«Или можно приобрести Коделак Нео»	
	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/производителю/ дозировке/спектру действия/ цене)	«Это отечественный препарат широкого спектра действия - оказывает противокашлевое, а также противовоспалительное и отхаркивающее действие. Удобен в применении, так как выпускается в таблетках. 10 таблеток стоит 180 рублей»	
	Предоставить посетителю аптеки выбор лекарственного препарата	«Какой препарат предпочитаете?»	«Давайте Коделак Heo»
15.	Применить расчетно- кассовое оборудование	«С Вас 180 рублей» «Хорошо, что у Вас без сдачи» Проговорить: «Провожу операцию через кассовый аппарат, выбиваю чек» «Ваш чек, Коделак Нео»	«Без сдачи 180 рублей»
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого лекарственного препарата	«Препарат принимать по 1 таблетке до еды 3 раза в день. Если в течение 5 дней улучшения не будет, обратитесь к врачу»	

No	Практическое действие	Примерный текст	Примерный текст
практи	аккредитуемого	комментариев	комментариев для
ческого		аккредитуемого	посетителя аптеки
действия		(ответы / вопросы)	(статиста)
			(ответы / вопросы)
17.	Проинформировать о	«Данный препарат	
	правилах хранения	хранить в домашней	
	приобретаемого	аптечке при комнатной	
	лекарственного препарата	температуре в	
	в домашних условиях	недоступном для детей	
		месте».	
18.	Предупредить о	«Если улучшения не будет	
	необходимости посещения	в течение 3 дней,	
	врача при сохранении	обязательно обратитесь к	
	симптомов	врачу»	

Оборудование и оснащение для практического навыка

- 1. Стол для расходных материалов
- 2. Прилавок
- 3. Витрина
- 4. Шкаф (стеллаж)
- 5. Ассортимент лекарственных препаратов и других товаров условной аптечной организации
 - 6. Расчетно-кассовое оборудование

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

- 1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
- 3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501
- 4. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
- 5. Приказ МЗ РФ от 11.07.2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»
- 6. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»
- 7. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка «Изготовление капель в нос по рецепту»

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт производственной аптеки «Тетра-Фарм». К Вам обратился мужчина с рецептом на изготовление капель в нос по рецепту:

Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

Вам необходимо изготовить капли в нос по рецепту, укупорить и подготовить лекарственную форму к отпуску.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт производственной аптеки «Симплекс». К Вам обратилась женщина с рецептом на изготовление капель в нос по рецепту:

Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

Вам необходимо изготовить капли в нос по рецепту, укупорить и подготовить лекарственную форму к отпуску.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт производственной аптеки «Рос-аптека». К Вам обратился мужчина с рецептом на изготовление капель в нос по рецепту:

Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

Вам необходимо изготовить капли в нос по рецепту, укупорить и подготовить лекарственную форму к отпуску.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап аккредитаг	ционного экзамена	Специальность:
		33.02.01 Фармация
Дата «»	20 г.	Номер аккредитуемого

Проверяемый практический навык: изготовление капель в нос по рецепту

Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

№ п/п	Перечень практических действий Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	
1.	(выполнить/сказать)	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	
2.	(выполнить/сказать)	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим	
	средством (выполнить / сказать)	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью (сказать)	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	
	(выполнить / сказать)	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие	
	изготовление лекарственной формы (сказать)	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием (выполнить)	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для	
	изготовления по рецепту капель в нос	
8.	Убедиться в наличии пенициллинового флаконы на 10 мл (сказать)	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (резиновые пробки на	
	пенициллиновые флаконы 10 мл и алюминиевые колпачки)	
	(сказать)	
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные BP-1) (сказать)	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 25 мл (сказать)	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного (подставки) (сказать)	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	
	(сказать)	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для	
	фильтрования раствора) (сказать)	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной (выполнить / сказать)	
	Приготовить по рецепту капли в нос	
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в	
	ППК с помощью мерного цилиндра на 25 мл (выполнить / сказать)	
17.	Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан	
	стеклянный (подставку) (выполнить / сказать)	
18.	Протереть весы ручные BP-1 перед отвешиванием (выполнить /	
	сказать)	
19.	Отвесить 0,1 димедрола (выполнить / сказать)	
20.	Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1	
	димедрола (выполнить / сказать)	

21.	Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании	
	(вращательные движения) (выполнить / сказать)	
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон,	
	промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл	
	(выполнить / сказать)	
23.	Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды	
	очищенной воду (выполнить / сказать)	
24.	Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и	
	металлическим колпачком под обкатку (выполнить / сказать)	
25.	Проверить полученный раствор на чистоту (выполнить / сказать)	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску	
26.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав	
	состав на латинском языке (выполнить / сказать)	
27.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой	
	«Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения	
	(выполнить / сказать)	
28.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	
	(выполнить / сказать)	
29.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в	
	ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса	
	«Б» (выполнить / сказать)	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·

ФИО члена АК		
	подпись	отметка о внесении в базу
		ФИО (внесен / не внесен)

Примерные комментарии аккредитуемого практического навыка: изготовление капель в нос по рецепту *Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml*

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

№ практи ческого действия	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	«На ногтевой пластине отсутствует лак, что соответствует требованиям санитарного режима»
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	«На обеих руках отсутствуют ювелирные украшения, что соответствует требованиям санитарного режима»
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Проговорить: «Я обработал руки дезинфицирующим средством»
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	«В рецепте выписан раствор димедрола 1% для наружного применения»
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Проговорить: «На оборотной стороне ППК представлена рабочая пропись к рецепту»
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	«Изготовление данной лекарственной формы регламентируют нормативные документы: 1. Государственная Фармакопея XIV издания; 2. Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. №751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»; 3. Приказ МЗ РФ от 21.10.1997 г. № 308 «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм»
8.	Убедиться в наличии пенициллинового флаконы на 10 мл	«Пенициллиновый флакон объемом 10 мл имеется»
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (резиновые пробки на пенициллиновые флаконы 10 мл и алюминиевые колпачки)	металлический имеются»
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные BP-1)	«Весы ВР-1 имеются»
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 25 мл	«Мерный цилиндр на 25 мл имеется»
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного (подставки)	«Стакан стеклянный (подставка) имеется»
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	«Воронка стеклянная для фильтрования раствора имеется»

14. Убедиться в надичии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора) 15. Промыть ватный тампон водой очищенной воды очищенной долого очищенной воды очищенной воды очищенной из мерного цилиндра на 25 мл 16. Отмерить пеобходимое количество воды очищенной померного цилиндра на 25 мл 17. Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакая стеклянный (подставку) 18. Протереть весы ручные ВР-1 перед отвениванием 19. Отвесить 0,1 димедрода 19. Простоврить: «Отвешиваю 0,1 димедрода (подставку) е водой очищенной 0,1 димедрода 19. Отвесить 0,1 димедрода в воде очищенной протоврить: «Отвешиваю 0,1 димедрода с помощью весов ручных ВР-1» 19. Отвесить 0,1 димедрода 10. Проотворить: «Отвещваю 0,1 димедрода с помощью весов ручных ВР-1» 10. Пробральтуровать полученный раствор через ватный тампон протоворить: «Вращательным движениями раствор через ватный тампон протоворить: «Вращательным движениями раствор через ватный тампон протоворить: «Фрильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» 23. Профральтровать полученный раствор через ватный тампон пророкой и металическим количенной протоворить: «Рукупорить: «Фрильтрую через тот же ватный тампон вофую чишенной» 19. Отвесить 0,1 димедрода в воде очищенной протоворить: «Фрильтрую чер			
15. Промыть ватный тампон водой очищенной очишенной водой очищенной из мерного цилиндра на 25 мл Перепить половипу воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) стакан (подставку) с водой очищенной очищенной водом перекие водорода» проговорить: «Передавогой протираю весы спирто-эфирной смесью/3% раствором перекие водорода» проговорить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью всео в ручных ВР-1» димедрола» проговорить: «Помещаю в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной от димедрола» проговорить: «Помещаю с стеклянный раствор через ватный тампон промытый водой очищенной проговорить: «Вращательными движениями раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной водом сумпенной водом сищенной сиденной подобой и металлическим колпачком под обкатку Проговорить: «Обромаяю ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке пипу состав»: 25. Проверить полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбаттывания с последующим просматриванием проходящем свете» Проговорить: «Осцовияя тикетка - с оражжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредитель	14.		«Вата для фильтрования раствора имеется»
15. Промять ватный тампон водой очищенной: 16. Отмерить необходимое количество водь очищенной указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмериваю 10 мл воды очищенной по нижнему мениску» 17. Перепить половину воды по нижнему мениску» 18. Протерсть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием 19. Отвесить 0,1 димедрола протоворить: «Перед работой протираю весы спирто-эфирной смесью/3% раствором перекией водорода» 19. Отместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола проговорить: «Помещаю б стеклянный (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрода проговорить: «Помещаю с теклянный помещью б соево ручных ВР-1» 20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрода очищенной при въбалтывании (вращательные движения) 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной промытый водой очищенной в премильтровать полученный раствор через ватный тампон промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной пробкой и металлическим колпачком под обкатку колпачком под обкатку в проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной пробкой и металлическим колпачком под обкатку к		= =	
16. Отмерить необходимое количество водью очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 25 мл перелить половипу воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) стокешиванием отвешиванием протести в стеклянный (подставку) стокешиванием протести в стеклянный (подставку) с протоворить: «Передливаю 5 мл воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) с протоворить: «Передливаю 5 мл воды очищенной из мерного цилиндра в стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола протоворить: «Передливаю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешаваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешаваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешаваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешаваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Отвешаваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» протоворить: «Офилаторий очищенной 0,1 димедрола» проговорить: «Офилаторий очищенной 0,1 димедрола» протоворить: «Офилаторий отметку с оранжевой ситиальной полосой «Наружное» и озвучить постедующим просматриванием в проходящем светс» проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Асцает от отметка - с оранжевой ситиальной полосой «Капли в постедующий просматриватием опостедующий протоворить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Асцает от протоворить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на	1.5		
Проговорить: «С помощью мерного цилипдра ва са мл отмериваю 10 мл воды очищенной и ониженму мениску»	15.	_	
воды очищенной, указанное в ШПК с помощью мерпого цилипдра па 25 мл отмериваю 10 мл воды очищенной по шижиему мещеку» 17. Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку)» 18. Протереть весы ручные ВР-1 перед отвениванием протереть весы ручные ВР-1 перед отвениваем 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1 растворить (д. димедрола в воде очищенной 0,1 димедрола в воде очищенной протереть: «Фращательными движениями растворято 0,1 димедрола в воде очищенной в раствор через ватный тампон протереть («Фильтрую полученный раствор через ватный тампон протереть («Фильтрую полученный раствор через ватный тампон протереть: «Фильтрую очерез тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной воду очищенной очищенной очишенной оди пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор па чистоту (отсутствие межанических включений) путем взбалтывания с последующим просмотриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав помер рецепта и пропиеав состав на латинском языке пишу состав»: 27. Выбрать основную этикетку с оражжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью очражжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	1.0		
отвесить одловину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) 18. Прогерсть вссы ручные ВР-1 перед отвешиванием отвешиванием Проговорить: «Отвешиванием отвешиванием одорода» Проговорить: «Отвешивано 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» Проговорить: «Отвешивано 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» Проговорить: «Отвешивано 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» Проговорить: «Помещано в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола» Проговорить: «Помещано в стеклянный раствор од 1 димедрола» Воде очищенной праствор через затный тампон, промытый водой очищенной водой очищенной водот очищенной водот очищенной водот очищенной водот очищенной водот очищенной од 1 димедрола в воде очищенной проком пробот и металлическим колпачком под обкатку 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной водот очищенной» Од 1 димедрола в воде очищенной водот очищенной водот очищенной промытый раствор через ватный тампон поломытый водой очищенной» Од 1 димедрола в воде очищенной од 1 дроговорить: «Фильтрую полученный раствор через ватный тампон вторую часть воды очищенной» 24. Укупорить пеницилиновый флакон па 10 мл резиповой побкой и металлическим колпачком под обкатку» 25. Проговорить: «Проверяю полученный раствор па чистоту (отсутствие мехапических включений) путем взбалтывания с последующим проематриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав помер рецепта и прописав состав на латинском языке пишу состав»: Адма Пофлись Проговорить: «Оформляю ППК, указываю помер рецепта, па латинском языке пишу состав»: Адма Пофлись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	16.		
17. Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) (протоворить: «Переливаю 5 мл воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) (протоворить: «Перед работой протираю весы стирито-эфирной смесью/3% раствором перекиси водорода» (протоворить: «Перед работой протираю весы стирито-эфирной смесью/3% раствором перекиси водорода» (протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» (протоворить: «Помещаю в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» (протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» (протоворить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» (протоворить: «Помещаю в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола в воде очищенной 0,1 димедрола в воде очищенной праствор через ватный тампон, промытый водой очищенной воду (протоворить: «Фильтрую полученный водой очищенной воду (протоворить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной металическим колпачком под обкатку) (протоворить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металическим колпачком под обкатку) (протоворить: «Отроворить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свесте» (протоворить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адчае ригійсаае 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Выбрать основную отикстку с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной полосой оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной полосой оранжевой сигнальной полосой оранжевой			_
17. Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) 18. Протереть весы ручные ВР-1 перел отвешиванием 19. Отвесить 0,1 димедрола 19. Отвесить 0,1 димедрола 10. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола с помощью всеов ручных ВР-1» 19. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола с помощью всеов ручных ВР-1» 19. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола с помощью всеов ручных ВР-1» 19. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола» 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной во флакон на 10 мл> 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 28. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной полосой оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной полосой оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной полосой оранжевой сигнальной полосой оранжевой сигнальн		± -	по нижнему мениску»
очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) 18. Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием протоворить: «Перед работой протираю весы спирто-эфирной смесько/3% раствором перекиси водорода» 19. Отвесить 0,1 димедрола Проговорить: «Отвешивано 0,1 димедрола с помощью всеов ручных ВР-1» 20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола с помощью всеов ручных ВР-1» 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) промытый водой очищенной в пеницилиновый флакон на 10 мл раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пеницилиновый флакон на 10 мл раствор через ватный тампон вторую часть воды очищенной воду пробкой и металлическим колпачком под обкатку 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон вторую часть воды очищенной воду пробкой и металлическим колпачком под обкатку 24. Укупорить пеницилиниовый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке пипу состав»: 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой ситнальной полосой «Наружное» и озвучить	1.77		П
18. Прогереть весы ручные ВР-1 перед потвешиванием отвешиванием отвешенной 0,1 димедрола отвешиванием отвешиванием отвешиванием отвешенной 0,1 димедрола отвешиванием отвешиванием отвешенной отвешенной 0,1 димедрола отвешиванием отвешенной отвешением об отвешенной отвешением отвешением отвешением об отвешением отвешением отвешением об отвешением об отвешенной отвешенной отвешением отвешением об отвешенной о	17.	= -	
18. Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием			
отвешиванием спирто-эфирной смесью/3% раствором перекиси водорода» 19. Отвесить 0,1 димедрола Проговорить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» 20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола в стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (аращательные движения) Проговорить: «Вращательными движениями раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл Проговорить: «Фильтрую полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной водой о	10		` */
19. Отвесить 0,1 димедрола Проговорить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1»	16.		
19. Отвесить 0,1 димедрола 20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пробыть и тампон вторую часть воды очищенной воду 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить Проговорить: «Отвешиваю 0,1 димедрола с помощью весов ручных ВР-1» Проговорить: «Вращательный димедрола» Проговорить: «Вращательными движениями растворяю 0,1 димедрола» Проговорить: «Фильтрую полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фупльтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фупльтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной во флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» колпачком под обкатку» Проговорить: «Фупльтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воды очищенной» Проговорить: «Фупльтрую через ватный тампон полученный растворяю чисторую часть воды металическим колпачком под		Отвешиванием	
20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола (проговорить: «Вращательным движениями растворя 0,1 димедрола в воде очищенной путем взбалтывания (профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл (профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду (проговорить: «Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку) (проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку) (проговорить: «Проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку) (проговорить: «Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной подосой «Капли в нос» и предупредительной падписью	10	Отрасить 0.1 ниманрана	
 20. Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной вофлакон на 10 мл 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 	19.	Отвесить 0,1 димедрола	
Стакан (подставку) с водой очищенной 0,1 димедрола	20	Поместить в стеклянный стакан	1.7
21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 1 димедрола в воде очищенной праствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 10	20.		
 21. Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикстку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 27. Выбрать основную этикстку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 			1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
очищенной при взбалтывании (вращательные движения) 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной воды очищеной воды очищенной воды очищенной воды очищенной воды очищенной во	21	-	1
22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной водой очищенной» 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указыв номер рецепта и прописав состав на латинском языке Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адиае рurificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	21.		
 22. Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду 24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 26. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью Проговорить: «Фильтрую полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон на 10 мл раствор часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной» Проговорить: «Фильтрую через тот же ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон на 10 мл раствор часть воды очищенной» Проговорить: «Офильтрую через тот же ватный тампон, промытый водой очищенной водой очищенной водой очищенной» Проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адапа Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью 		-	= = =
раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл 23. Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду очищенной в датный тампон, промытый водой очищенной воду очищенной воду очищенной воду очищенной в атный тампон, промытый водой очищенной воду очищенной воду очищенной воду очищенной воду очищенной в атный тампон, промытый водой очищенной водой очищенной воду очищенной» 24. Укупорить пенициллиновый проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» 25. Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адиае ригібісаtае 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	22.	\ 1	j.
Промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл			
Пенициллиновый флакон на 10 мл			
 Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку Проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» Проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке Адиае ригіficatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью 			1
24. Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку Проговорить: «Укупориваю флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	23.		Проговорить: «Фильтрую через тот же
24.		ватный тампон вторую часть воды	ватный тампон вторую часть воды
флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку» Троговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адиае ригіficatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью		·	•
тробкой и металлическим колпачком под обкатку» 25. Проверить полученный раствор на чистоту 26. Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить прокой и металлическим колпачком под обкатку» колпачком под обкатку» Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Адиае рurificatae 10 ml Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	24.		
25. Проверить полученный раствор на чистоту Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Aquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью			1
25. Проверить полученный раствор на чистоту Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав на латинском языке Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1			колпачком под обкатку»
раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью		·	
Включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке пишу состав»: Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить Включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	25.		
Последующим просматриванием в проходящем свете» 26. Оформить лицевую сторону ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке номер рецепта, на латинском языке пишу состав»:		чистоту	1 1
Проходящем свете» Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта и прописав состав на латинском языке номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Aquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью			/ 3
26. Оформить лицевую сторону ППК, указываю указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»:			1 1
указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись Троговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	26	Ohanyara awanya azazawa HHII	
состав на латинском языке Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 Дата Подпись 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить проговорить: «Основная этикетка - с оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	20.		
Аquae purificatae 10 ml Dimedroli 0,1 ———————————————————————————————————			
Дата Подпись 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить полосой и предупредительной надписью		состав на латинском языке	
Дата Подпись 27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Капли в «Наружное» и озвучить нос» и предупредительной надписью			
27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить полосой и предупредительной надписью			Difficultiff 0,1
27. Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить полосой и предупредительной надписью			Дата Подпись
оранжевой сигнальной полосой оранжевой сигнальной полосой «Капли в нос» и предупредительной надписью	27.	Выбрать основную этикетку с	, ,
«Наружное» и озвучить нос» и предупредительной надписью			
		«Наружное» и озвучить	
		= -	1 7 1
Информация для заполнения:			Информация для заполнения:
- рецепт №			- рецепт №

		- ФИО больного	
		- наименование/состав ЛП:	
		Раствор димедрола 1% - 10 мл	
		- способ применения: закапывать по 2 капли 2	
		раза в день в каждый носовой ход	
		- дата изготовления ЛП	
		- годен до (10 дней со дня	
		изготовления: включая день изготовления)»	
28.	Выбрать дополнительную этикетку	Проговорить: «Дополнительная этикетка не	
	(при необходимости)	требуется»	

Оборудование и оснащение для практического навыка

- 1. Стол для расходных материалов
- 2. Стол ассистентский сборно-секционный (имеющий минимум две рабочие зоны с маркировкой: «Для жидких ЛФ», «Для порошков»)
 - 3. Стул лабораторный
 - 4. Вертушка настольная/напольная
 - 5. Раковина (муляж)
 - 6. Емкость с жидким мылом
 - 7. Кожный антисептик для обработки рук
 - 8. Приспособление для высушивания рук \ муляж
 - 9. Весы ручные:
 - BP-1
- 10. Технологическая приставка с подводом воды (или бюреточная установка, или штанглас с водой очищенной)
 - 11. Лабораторная посуда:
 - мерные цилиндры на 25 мл
 - стаканы стеклянные на 50 мл
 - воронки простые конусообразные с коротким стеблем № 2 Д 36 мм
 - 12. Комплекты штангласов с надписями согласно рецептуре
 - 13. Ёмкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса «Б»
 - 14. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»
 - 15. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»
- 16. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого и красного
 - 17. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета
 - 18. Упаковка:
 - пенициллиновые флаконы на 10 мл

Укупорочные материалы:

- пробки резиновые для пенициллинового флакона на 10 мл (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого).
- металлические колпачки под обкатку для пенициллинового флакона на 10 мл (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого).
 - этикетки основные (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
- этикетки дополнительные (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)

- 19. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
- 20. Формы фармацевтической документации: рецептурные бланки на изготовление лекарственных препаратов, заполненные в соответствии с условием практического задания (форма 107-1/У); паспорт письменного контроля (из расчета 1 бланк на все попытки аккредитуемого).

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

- 1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
- 3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501
 - 4. Государственная Фармакопея XIV издания
- 5. Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. №751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»
- 6. Приказ МЗ РФ от 21.10.1997 г. № 308 «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм»
- 7. Приказ МЗ РФ от 21.10.1997 г. № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций».

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка «Базовая сердечно-легочная реанимация»

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт аптечной организации «Добрая аптека». Во время отпуска посетителю лекарственного препарата, в торговом зале внезапно падает женщина примерно сорока лет и теряет сознание. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт аптечной организации «ВитаФарм». В настоящее время Вы в торговом зале занимаетесь выкладкой парафармацевтической продукции на витрины. В это время мужчина примерно 50-ти лет, стоящий в предкассовой зоне, внезапно падает и теряет сознание. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт производственной аптеки «Мир здоровья». Во время изготовления лекарственной формы в ассистенской Вы услышали за дверью кабинета шум. Выйдя в коридор, Вы увидели, что на полу лежит коллега - женщина 45-ти лет без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этаг	т аккредитационного экзамена Специальность: 33.02.01 Фар	мация	
Дата «	«» 20 г. Номер аккредитуемого		
Пров	еряемый практический навык: базовая сердечно-легочная реан	нимация	
№ п/п	Перечень практических действий	Отметка о выполнении да / нет	
1.	Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего(сказать)		
2.	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить)		
3.	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать)		
4.	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать)		
5.	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)		
6.	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки(выполнить)		
7.	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить)		
Опред	делить признаки жизни	•	
8.	Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать)		
9.	Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (для лиц с OB3 по зрению: определить экскурсию грудной клетки пострадавшего,		
10	положив руку на грудь) (выполнить)		
10.	Считать вслух до 10-ти (сказать)		
вызв	ать специалистов (СМП) по алгоритму Факт вызова бригады (сказать)	Ι	
12.	Координаты места происшествия (сказать)		
13.	Координаты места происшествия (сказать) Количество пострадавших (сказать)		
14.	Пол (сказать)		
15.	Примерный возраст (сказать)		
16.	Состояние пострадавшего (сказать)		
17.	Предположительная причина состояния (сказать)		
18.	Объем Вашей помощи (сказать)		
110дг	отовка к компрессиям грудной клетки Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить)		
20.	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить)		
21.	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки		
21.	пострадавшего (выполнить)		
22.	Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок		
	(выполнить)		
Комп	рессии грудной клетки		
23.	Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)		
24.	Руки аккредитуемого вертикальны (выполнить)		
25.	Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях (выполнить)		
26.	Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить)		
27.	Компрессии отсчитываются вслух (сказать)		
	сственная вентиляция легких	1	
28.	Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с		
	обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить)		
29.	Ладонь одной руки положить на доб пострадавшего (выполнить)		

30.	1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему		
	(выполнить)		
31.	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить)		
32. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути			
	набрать воздух в лёгкие (выполнить)		
33.	Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)		
34.	Произвести выдох в пострадавшего (выполнить)		
35.	Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)		
36.	Повторить выдох в пострадавшего (выполнить)		
Крит	ерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации		
37.	Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера		
	визуально продавливается на 5-6 см)		
38.	Полное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения		
	компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от		
	поверхности тренажера)		
39.	Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в минуту)		
40.	Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла		
	подряд) (оценить (1 цикл - 30:2)		
Завер	ошение испытания		
41.	При команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не прекращалась)		
42.	Перед выходом (участник не озвучил претензии к своему выполнению)		
Hepe	гламентированные и небезопасные действия		
43.	Компрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» не		
	поддерживалось / «нет» искусственное кровообращение)		
44.	Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку пульса на		
	сонной артерии вне оценки дыхания)		
45.	Периферический пульс (не пальпировал места проекции лучевой (и / или		
	других периферических) артерий)		
46.	Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку реакции		
	зрачков на свет)		
47.	Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую		
	документацию)		
48.	Поиск нерегламентированных приспособлений (не искал в карманах		
	пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков,		
	тряпочек)		
49.	Риск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты)		
50.	Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась профессионально)		
ФИО ч.	лена АК отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен)		
	WITO (BROCCH / HC BROCCH)		

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: базовая сердечно-легочная реанимация

№ (практич. действия)	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого
1.	Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего.	«Опасности нет»
3.	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»	«Вам нужна помощь?»
4.	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»	«Помогите, человеку плохо!»
8.	Приблизить ухо к губам пострадавшего	Проговорить: «Дыхания нет!»
10.	Считать вслух до 10-ти	«Один, два, три, и т.д. десять»
11.	Факт вызова бригады	Проговорить: «Я набираю номер 112 для вызова скорой медицинской помощи»
12.	Координаты места происшествия	Назвать любой адрес
13.	Количество пострадавших	«Количество пострадавших - 1 человек»
14.	Пол	Указать любой пол
15.	Примерный возраст	Указать любой возраст старше 30 лет
16.	Состояние пострадавшего	«Пострадавший без сознания, без дыхания, без пульса на сонной артерии»
17.	Предположительная причина состояния	«Предположительная причина состояния - внезапная остановка кровообращения»
18.	Объем Вашей помощи	«Я приступаю к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких»
27.	Компрессии отсчитываются вслух	«Один, два, три,. и т.д. тридцать»

Оборудование и оснащение для практического навыка

- 1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечнолегочной реанимации, лежащий на полу
 - 2. Напольный коврик для аккредитуемого
- 3. Устройство-маска полиэтиленовая обратным c клапаном ДЛЯ вентиляции искусственной легких (из расчета 1 маска на все попытки аккредитуемого)
- 4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну попытку аккредитуемого)
- 5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

- 1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
- 3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
 - 4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с.
- 5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501.